

仕 様 書

1. 品 名 非常用衛生用品

2. 規 格 等

(1) 非常用生理用品

- ①生理用品は 2 パック毎に、メーカーパッケージのまま酸化アルミナ蒸着多層特殊フィルムに入れ、製品の性能を損なわないよう、押し潰さず密封パック加工すること。加工は ISO9001 品質認定取得工場で行うこと。
- ②製品を 10 年間保証するため、事業継続体制が確立されている ISO22301 事業継続認証取得工場でパック加工すること。
- ③製品をパックするフィルムは、下記の品質を満たしていること。

項目	基準	測定法
引張試験	縦 : 900kgf/cm ² 以上	JIS K6732
	横 : 900kgf/cm ² 以上	
引裂試験	縦 : 125kgf/cm以上	JIS K6732
	横 : 125kgf/cm以上	
ヒートシール強さ試験	9.5kgf/15 mm以上	JIS Z1707
気体透過度試験	1 cm ³ /m ² ・24h・atm 以下	JIS K7126-1
透湿度試験	0.4g/m ² ・24h 以下	JIS K7129

(2) 非常用おむつ子供用

- ①おむつは 1 パック毎に、メーカーパッケージのまま酸化アルミナ蒸着多層特殊フィルムに入れ、製品の性能を損なわないよう、押し潰さず密封パック加工すること。パック加工は ISO9001 品質認定取得工場で行うこと。
- ②製品を 10 年間保証するため、事業継続体制が確立されている ISO22301 事業継続認証取得工場でパック加工すること。
- ③製品をパックするフィルムは、下記の品質を満たしていること。

項目	基準	測定法
引張試験	縦 : 900kgf/cm ² 以上	JIS K6732
	横 : 900kgf/cm ² 以上	
引裂試験	縦 : 125kgf/cm以上	JIS K6732
	横 : 125kgf/cm以上	
ヒートシール強さ試験	9.5kgf/15 mm以上	JIS Z1707

気体透過度試験	1 cm ³ /m ² ・24h・atm 以下	JIS K7126-1
透湿度試験	0.4g/m ² ・24h 以下	JIS K7129

3. 梱包

(1) 非常用生理用品

- ①密封パックした生理用品は 10 パック毎にダブルカートン段ボールに入れ、粘着テープで天面底面の合わせ目を封すること。
- ②段ボールのサイズは W520 mm×D260 mm×H240 mm以下とすること。

(2) 非常用おむつ子供用

- ①密封パックしたおむつは 4 パック毎、ダブルカートン段ボールに入れ、粘着テープで天面底面の合わせ目を封すること。
- ②各段ボールのサイズは W550 mm×D430 mm×H470 mm以下とすること。

4. 提出書類

(1) 非常用生理用品

- ①加工工場による 10 年間品質保証書
- ②加工工場の ISO9001 品質、ISO22301 事業継続の各認証登録証の写し
- ③生理用品メーカー、若しくは正規代理店による長期保存加工用製品の出荷証明書
- ④第三者機関によるアルミナ蒸着多層特殊フィルムの 5 項目の試験報告書の写し

(2) 非常用おむつ子供用

- ①加工工場による各製品の 10 年間品質保証書
- ②加工工場の ISO9001 品質、ISO22301 事業継続の各認証登録証の写し
- ③おむつメーカー、若しくは正規代理店による長期保存加工用出荷証明書
- ④第三者機関によるアルミナ蒸着多層特殊フィルムの 5 項目の試験報告書の写し

5. 数 量 一 式

内訳 (1) 非常用生理用品 9, 3 0 0 枚

※参考品 生理用品「エリス コンパクトガード」 ※昼夜兼用可能タイプ

(2) 非常用おむつ子ども用 3, 1 2 0 枚

※参考品 子供用おむつ「グーンプラス やわらかタッチ」

6. 納入期限 令和7年8月15日

7. 納入場所 指定場所（別紙一覧参照）

8. その他

- ①同等品で見積する場合は、担当課へ製品カタログとサンプルを提出すること。
- ②全ての箱に、目立つように「鹿児島市地域福祉課」「令和7年度納入」と記載されたラベルシールを貼り付けること。
- ③落札後直ちに、納入の手順等詳細について担当課と打ち合わせを行うこと。
- ④指定場所の各所への搬入作業まで、全て落札者の責任で実施すること。
- ⑤搬入作業に必要な経費を含めて見積もること。
- ⑥桜島島内への納入があるので、必要な経費を含めて見積もること。

9. 担当課 地域福祉課地域福祉係（担当：岩下・阿久根・山野 内線：2743）
鹿児島市役所本館3階 TEL 099-216-1244

○非常用衛生用品納品先

納品場所	生理用品	小児用おむつM
本庁 みなと別館	15箱	8箱
桜島支所（桜島地区）	2箱	1箱
喜入支所	2箱	1箱
松元支所	2箱	1箱
郡山支所	2箱	1箱
吉田支所	2箱	1箱
伊敷支所	2箱	1箱
吉野支所	4箱	1箱
合計	31箱	15箱